



LOTUS III

Fractional Multi-Pulse
Er:YAG Laser (2940nm)



Giải pháp điều trị
các tổn thương
trên lớp biểu bì



SIBETECH

LASEROPTIK



www.sibetech.vn
facebook/maythammysibetech

Ưu điểm kỹ thuật

Các đầu trị liệu Fractional và Zoom có thể được lựa chọn trong điều trị các loại tổn thương lớp biểu bì và các vùng da được chỉ định khác nhau. Khi vận hành đầu trị liệu Fractional, chùm tia laser có thể xuyên qua phần trên lớp biểu bì của da, tạo hiệu ứng nhiệt thúc đẩy quá trình tái tạo collagen và elastin. Bệnh nhân có thể nhìn thấy sự cải thiện rõ rệt trong việc điều trị rãnh và nếp nhăn, sẹo mụn và thu nhỏ lỗ chân lông. Đầu trị liệu Zoom có thể được điều chỉnh từ 1-7mm cho phép cắt đốt chính xác những tổn thương ở biểu bì. Bệnh nhân có thể tin tưởng vào kết quả đáng kinh ngạc: giảm tối thiểu thời gian nghỉ và cảm giác khó chịu, hạn chế tăng sắc tố sau viêm PIH



Chế độ xung ngắn cho phép bóc tách trên bề mặt da

Chế độ xung dài cho phép bóc tách đồng thời hiệu ứng nhiệt làm tăng sinh collagen và elastin

Linh hoạt lựa chọn 2 đầu trị liệu trong việc điều trị các tổn thương đơn lẻ hoặc trên bề mặt da rộng hơn

Thông số kỹ thuật

Fractional Multi-Pulse Er: YAG Laser (2940 nm)

Bước sóng	2940nm
Năng lượng đầu ra	10 ~ 3000mJ
Độ rộng xung	6 chế độ
Tần số	Đơn, 1 ~ 40 Hz
Tia dẫn đường	Laser Diode, 635nm

Đầu trị liệu	Zoom (1~7mm)
[Option]	Zoom Collimator (1~3mm)
[Option]	Collimator (15mm)
	Fractional (8x8mm ²)
Màn hình hiển thị	10.4" TFT LCD
Năng lượng tiêu thụ	220V, 60Hz



SIBETECH

www.Sibetech.vn

Hotline | HN · 0988 779 758
HCM · 096 539 3636

Email. info@sibetech.vn

Hà Nội.
Tầng 9, Tòa nhà 381 Đội Cấn, Ba Đình,
Hà Nội
Tel. 0243 2222 528

Hồ Chí Minh.
P. 501 - 502, Tòa nhà Hoàng Anh Safomec
số 7/1 Thành Thái, P.14, Q.10, TP. HCM
Tel. 028.38 688 374 - 028.38 662 708