

# Plapen<sup>dual</sup>

Siêu phẩm Công nghệ Plasma hiện đại

## Plapen<sup>dual</sup>

Biểu tượng Tái sinh làn da của **Eunsung Global 2020**

### THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Loại năng lượng	Plasma	
Tay cầm	Tay đa chức năng	Tay đốt
Chế độ	Xung hoặc tiếp tục	Xung hoặc tiếp tục
Đầu trị liệu	Đầu cao tần, đầu Jet và đầu Fractional	Kim (ø 0.5, 30mm)
Màn hình	10.2 inch TFT, cảm ứng LCD	
Yêu cầu dòng điện	100-240V, @0,5 A	
Trọng lượng	3,55kg	
Kích thước	443*221*358 (mm)	



# Plapen<sup>dual</sup>

Plapen Dual tạo ra dạng Plasma tác động mạnh mẽ và tức thời chính xác vào vùng da tập trung loại bỏ hoàn hảo với vùng da khuyết điểm như: Thâm mụn, đốm, các nốt khuyết điểm trên da, bệnh lý da ...  
 Nhờ sử dụng Plasma, Plapen Dual cải thiện làn da và các loại bệnh lý da hiệu quả với 2 tay cầm và 4 đầu trị liệu.  
 Plapen Dual đồng thời tạo và cải thiện vùng mí mắt an toàn và không xâm lấn, khử trùng da, cải thiện tình trạng lão hóa, các nếp nhăn trên da và sụp mí mắt, loại bỏ các nhược điểm và thâm nám ...

## Tác dụng Plasma

<p><b>Bóc tách</b>                  Hiệu quả trong trị liệu mụn, sẹo bằng phương pháp bóc tách trên bề mặt da mà không ảnh hưởng tới các tế bào</p>	<p><b>Điều trị vết nhăn</b>                  Không xâm lấn, săn chắc, tái tạo, điều trị sẹo, điều trị viêm</p>	<p><b>Hiệu quả sáng da</b>                  Chống nám thông qua việc ức chế melanin và tăng cường hấp thu các mỹ phẩm chống nám.</p>
<p><b>Diệt khuẩn</b>                  Diệt vi khuẩn gây ra các vấn đề về da với năng lượng diệt khuẩn mạnh mẽ</p>	<p><b>Hấp thụ dưỡng chất qua da</b>                  Mang lại sự hấp thụ tuyệt vời bằng cách phá vỡ các tế bào bám dính phân tử (CAMs).</p>	<p><b>Tái tạo da</b>                  Ngăn ngừa lão hóa da nhờ thúc đẩy sản sinh collagen và nguyên bào sợi</p>

## Hiệu quả diệt khuẩn

<p><b>Đầu cao tần</b></p> <p>0.5 min   1 min   3 min</p> <p>Trực khuẩn mũ xanh</p>	<p><b>Đầu JET</b></p> <p>0.5 min   1 min   3 min</p> <p>Vi khuẩn kỵ khí</p>
--	---

## Kết quả trị liệu

<p><b>Đầu kim</b></p> <p>Nâng mí</p> <p>1 buổi                  Da vùng mí mắt                  Nữ/ ngoài 50 tuổi</p>	<p><b>Đầu JET</b></p> <p>Khử trùng giảm đau</p> <p>5 buổi                  Da mặt                  Nữ/ khoảng 30 tuổi</p>	<p><b>Viêm da tiết bã</b></p> <p>7 buổi                  Da đầu                  Nam/ ngoài 30 tuổi</p>
---	---	---

# Thiết bị trị liệu công nghệ Plasma

## Công nghệ



### Tay đốt

Việc bóc tách mạnh được thực hiện trên vùng da mặt điều trị các tổn thương da, do plasma cao thế tạo ra qua đầu kim. Sử dụng rộng rãi để loại bỏ mụn cóc nhỏ, bệnh hạt kê, mụn trứng cá, đốm và tàn nhang, xóa nếp nhăn và làm săn chắc da trên các vùng da nhạy cảm xung quanh mí mắt, viền mắt, nhân cầu..

### Tay cầm đa chức năng

Sử dụng trong chăm sóc da, đặc biệt có hiệu quả trong triệt khuẩn và thẩm thấu dung dịch, loại bỏ tụ cầu vàng, mề đay, nhờ các ion plasma.

### Kim hai chiều






- |                 |   |
|-----------------|---|
| <b>Đầu kim</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Loại bỏ các nốt sắc tố</li> <li>Loại bỏ nếp nhăn</li> <li>Điều trị bệnh hạt kê và mụn thịt</li> <li>Đầu kim (ø 0.5) dùng để phẫu thuật và bóc tách.</li> </ul> |
| <b>Đầu tròn</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Trị liệu trên vùng da rộng</li> <li>Loại bỏ các vết đồi mồi</li> <li>Loại bỏ các vết sẹo mụn</li> </ul>  |

Mang lại sự thuận tiện nhờ thiết kế đầu trị liệu 2 đầu kim dưới dạng khác nhau

### Chỉ định

- Cải thiện các đường nét mảnh
- Cải thiện tình trạng sụp mí
- Loại bỏ các vùng da khuyết điểm và các nốt sắc tố
- Cải thiện sẹo



Giải phóng ion Plasma

Sử dụng trên các loại da khác nhau, do các ion plasma được giải phóng ngay sau khi tạo điểm hóa rắn siêu nhỏ

Trị liệu plasma đơn giản bằng cách chà xát nhẹ nhàng tạo ra plasma nhiệt

### Chỉ định

- Chữa mụn
- Cải thiện nếp nhăn
- Khử trùng da
- Tái tạo da
- Hấp thụ dưỡng chất qua da
- Cải thiện màu da