

HÌNH ẢNH TRỊ LIỆU TRƯỚC SAU

HALO
 1470 nm: 325 µm coagulation, 7%
 2940 nm: 20 µm ablation, 10%



BEFORE / AFTER | 9 weeks post 1 tx | courtesy of Dermatology & Laser Center of Chapel Hill

BBL + HALO
 BBL: 560 nm Filter, 8-20 J/cm2, 10-20 ms, 20 °C Cooling, 2-4 passes | 515 nm Filter, 9-11 J/cm2, 15 ms, 20 °C Cooling, 2 passes
 HALO: 1470 nm, 400 µm Coagulation, 30%; 2940 nm, 20 µm Coagulation, 19%



BEFORE / AFTER | 7 weeks post 1 tx | courtesy of Dermatology & Laser Center of Chapel Hill

BBL + HALO
 BBL: 515 nm filter, 11 J/cm2, 10 ms, 25 °C Cooling
 Halo: 1470 nm 450 µm coagulation, 30%
 Halo: 2940 nm 30 µm ablation, 18%



BEFORE / AFTER | 3 months post 1 tx | courtesy of Matthew Woods, MD

HALO
 1470 nm: 1st pass: 300µm coagulation, 2nd pass: 450 µm coagulation, 3rd pass: 200 µm coagulation, all passes at 35% density
 2940 nm: 50 µm ablation, 20% for passes 1-3



BEFORE / AFTER | 1 month post 2 tx | courtesy of Diane Duncan, MD, FACS



Hà Nội.
 Tầng 9, số 381 Đội Cấn, Q. Ba Đình,
 Thành phố Hà Nội
 Tel. 0243 2222 528 - 0243 2222 529

Hồ Chí Minh.
 Tầng 8, Tòa nhà Hà Phan, số 456
 Phan Xích Long, P.2, Q. Phú Nhuận, Tp HCM
 Tel. 0283 8688 374 - 0283 8662 708

Hotline.
 HN. 0988 779 757 - 0988 778 018
 HCM. 0988 779 763

www.thietbithammyhatech.vn



JOULE
 The best just got better...

FROM USA

JOULE



ProFractional

Contour TRL

Forever BARE BBL

halo

Forever Clear BBL

Forever Young BBL

Forever Clear BBL

SkinTyte

BBL
BroadBand Light

diVa

ClearScan ALX

ClearScan YAG

CelluSmooth

ALLURA
RAPID CONTOUR RESULTS

MicroLaserPeel

Clearsense
CREATING THE CHASE OF RESILIENCE



JOULE - HỆ THỐNG HOÀN HẢO ĐEM TỚI HIỆU QUẢ TỐI ĐA

Sciton JOULE là hệ thống nền tảng duy nhất trên thế giới có thể mở rộng và bổ sung các phần riêng biệt để cung cấp đa dạng các bước sóng laser và bước sóng ánh sáng thông qua ba chế độ phân phối riêng biệt: ARM, FIBER và BroadBand Light™. Do đó, JOULE cho phép cung cấp phạm vi rộng nhất của các giải pháp điều trị thẩm mỹ từ một nền tảng duy nhất.



Tay cầm HALO

Halo là thiết bị Hybrid Fractional Laser đầu tiên và duy nhất trên thế giới kết hợp truyền tải bước sóng bóc tách và không bóc tách tới cùng một vùng trị liệu siêu nhỏ để tối đa hóa kết quả như công nghệ bóc tách mà không mất thời gian nghỉ dưỡng.



Tay cầm DIVA

Liệu pháp trẻ hóa âm đạo bằng laser DiVa được thiết kế để giải quyết những thách thức quan trọng nhất của phụ nữ. DiVa sử dụng Công nghệ Laser mang tính cách mạng để điều trị các vấn đề trẻ hóa âm đạo phụ nữ một cách tối ưu.



Tay cầm FOREVER YOUNG BBL

Tay cầm BBL™ với Forever Young BBL™ và Forever Clear BBL™

Với một tay cầm đa năng duy nhất và các bộ lọc thông minh có thể hoán đổi cho nhau, BBL là một hệ thống quang trị liệu toàn diện và là một lựa chọn tuyệt vời để sử dụng cho các tổn thương mạch máu, điều trị mụn trứng cá, triệt lông vĩnh viễn, và còn nhiều hơn nữa. Thiết kế trang nhã, tuổi thọ bóng đèn vượt trội và độ rộng của các ứng dụng mang lại cho BBL những giá trị nổi bật chưa từng có.



Tay cầm PROFRACTIONAL

Tay cầm ProFractional Therapy ProFractional™ và ProFractional-XC/III™

Đạt được kết quả trị liệu rõ rệt với thời gian nghỉ dưỡng tối thiểu bằng cách sử dụng Liệu pháp ProFractional Sciton để điều trị tái tạo bề mặt da bằng phương pháp đồng tụ tùy chỉnh.



Tay cầm SKINTYTE II

Mang lại làn da săn chắc và đạt sự hài lòng cao hơn so với bất kỳ phương pháp nào đó chính là SkinTyte II. Thiết bị năng lượng ánh sáng hiệu quả và sáng tạo SkinTyte II là lý tưởng cho việc làm nóng nhanh chóng có chọn lọc collagen và để điều trị các vùng da rộng lớn.



Tay cầm FOREVER BARE BBL

Một công nghệ mang tính cách mạng trong trị liệu triệt lông. Bằng cách sử dụng nhiều xung lưu loát thấp hơn với tốc độ lặp lại cao, Forever Bare BBL làm nóng các nang lông và giảm thiểu các khu vực bị bỏ qua so với các thiết bị triệt lông truyền thống.